

UPORABNIŠKI PRAVILNIK

SLOVENŠČINA

MB1Pro
MASAŽNA NAPRAVA

O NAS

MISURA s kakovostnimi izdelki spodbuja zdrav življenjski slog in tako izboljšuje življenjski standard svojih uporabnikov.

Vadba in športna dejavnost nedvomno prispevata k dobremu telesnemu in duševnemu počutju.

Fizični vadbi mora slediti tudi sprostitiv in temeljito razgibanje obremenjenih mišic.

V današnjem divjih časih za to včasih ni časa, posledica pa so lahko pretirana utrujenost mišic, napetost in včasih neprijetne bolečine.

MISURA ponuja rešitev v obliki masažne naprave MISURA MB1Pro. To je ročna masažna naprava, ki s pomočjo koncentriranih impulzov pritiska globoko v mišično tkivo. Ti tlačni impulzi odpravljajo mišične vozle, pomagajo sprostiti mišice, izboljšajo cirkulacijo in hitro povečajo obseg gibanja. S pravilno uporabo masažne pištole lahko hitro skrajšate čas okrevanja po vadbi, hkrati pa zmanjšate napetost in bolečine v mišicah.

MISURA – REŠITEV PO MERI!

O IZDELKU


Masažna naprava MISURA je bila zasnovana in razvita v sodelovanju z ekipo fizioterapevtov, hrbtениčnih terapevtov in profesorjev ergonomije. K testiranju izdelka so bili povabljeni tudi profesionalni športniki. Edinstvene funkcije in lastnosti izdelka nenehno preizkušamo, da bi dosegli optimalno delovanje naprave in strankam zagotovili najučinkovitejšo obliko regeneracije mišic in izkušnjo profesionalne masaže.

MISURA MB1Pro uporablja pulzirajoče vibracije za povečanje splošne telesne zmogljivosti. Ročni masažni pripomoček je izdelan iz visokokakovostnih sestavnih delov, ki zagotavljajo ravno pravšnjo količino vibracij.

Ročni masažni aparat je primeren za vse starostne skupine. Idealen je za izboljšanje splošne telesne zmogljivosti, pospešeno okrevanje, večji obseg gibanja, udobje in s tem izboljšanje splošnega počutja.

VSEBINE


KONSTRUKCIJA	1
PARAMETRI.....	2
FUNKCIJE	3
PREDNOSTI.....	4
ENOSTAVNO UPRAVLJANJE	8
POLNJENJE.....	9
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	10
VARNOSTNA NAVODILA	11
OPOZORILA	12
OBVESTILO.....	12
GARANCIJA.....	13
PRAVNA IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI.....	14
VPRAŠANJA IN ODGOVORI	15




KONSTRUKCIJA

1



Pogled s strani



Pogled od zadaj



Pogled od spodaj



Glava z zračno blazino

Ekskluzivna patentirana zasnova, primerna za kosti različnih delov telesa.




Spiralna glava

Primerno za globoke pulze tkiva, kot so meridiani, sklepi, dlani, stopala.




Kroglasta glava

Primerno za velike mišične skupine, kot so roke, pas, boki, stegna in meča.




Ploska glava

Primerno za sprostitvev in raznovrstno oblikovanje veliko mišic.



Viličasta glava

Primerna za masažo vratu, hrbtenice in Ahilove pete.




Glava polmeseca

Primeren je za masažo vratu, hrbtenice in Ahilove tetive.

PARAMETRI

2



1. Odstranljive in zamenljive glave. Močno potegnite, da odstranite
2. Hitri brezkrtačni motor
3. Ročaj z baterijami (25,2 V/1A)
4. Gumb za vklop/izklop
5. Indikator stanja baterije LED (modra)
6. Indikator ravni frekvence LED (modra)
7. Vrata za polnjenje z enosmernim tokom

Ime izdelka	Masažni stroj MB1Pro
Teža izdelka	1,1 kg
Dimenzije izdelka	25 × 7,5 × 22 cm
Teža paketa	2,3 kg
Dimenzije paketa	35 × 9,7 × 24,5 cm
Hrup	Največ 35 dB
Baterije	6× Li-ion (vključen)
Čas polnjenja	2-3 ure
Čas delovnja	8 ur
Samodejna zaustavitev	Da
Čas samodejnega izklopa	10 minut
Materiali	ABS, silikon, pena itd.
Vsebina paketa	masažni aparat, 6× masažna glava, napajalnik, navodila
Ravni oskrbe	Globoka masaža, močan pritisk

Mišice so po vadbi lahko toge in boleče, okončine pa težke in šibke.

Vzrok se skriva v „fasciji“ – fascija je mehko tkivo (blanšasta mišična ovojnica), ki obdaja in povezuje mišice ter kite. Intenzivna vadba, pomanjkanje raztezanja in rahljanja mišic ali slaba drža lahko povzročijo skrajšanje ali pretrganje ter poškodbe fascije in mišic. Prav tako lahko zmanjša gibljivost sklepov in povzroči „zapoznele bolečine v mišicah“.

MISURA MB1Pro globinsko sprošča fascije ter odpravlja občutek napetosti in bolečine. Masažni aparat MISURA z močno visokofrekvenčno vibracijsko stimulacijo sprošča globoke mišice, prodira v fascije, hitro razgrajuje mlečno kislino, ki nastane po vadbi, ter sprošča napeto in togo mišično tkivo. Z masažo vozliščnih točk in mišic preprečimo nastajanje mišičnih zlepkov, odpravimo utrujenost in bolečine ter ublažimo splošno mišično nelagodje.

Ročni masažni aparat MISURA MB1Pro je napredna masažna naprava. Izvaja globoko in močno vibracijsko stimulacijo, sprošča fascije, odpravlja togost in napete mišice, kar prinaša naslednje koristi:

- Pospešuje rast mišic.
- Krepi prožnost mišic.
- Pomaga pri hitrejšem okrevanju mišic.
- Sprošča in zmanjšuje količino mlečne kisline v telesu.
- Izboljša in razširi obseg gibanja.
- Zmanjša bolečino, povezano s poškodbami mehkih tkiv.
- Zmanjša pojavnost zapoznelih bolečin v mišicah.
- Izboljša pretok krvi.



PREDNOST

4


Sodobna oblika v obliki črke T

Tanek, inovativen in ergonomičen nedrseč ročaj omogoča udoben in ergonomičen oprijem.

Privlačnost izdelka poudarja visokokakovostna zasnova v vesoljsko sivi barvi, ki jo poudarjajo čiste linije v obliki črke T.

Velika moč neposredno v globine telesa

Zaradi natančnega notranjega uravnoteženja ima MISURA MB1Pro moč do 3.200 vrtljajev na minuto pri zelo majhni porabi energije. Ta močan vir energije doseže mišične skupine do globine 12 mm. Hitro raztaplja mlečno kislino, ki nastane zaradi fizičnega napora, razteza vsako mišično celico in prinaša olajšanje globoko v celotno telo.




Pet prestav in inteligentna tehnologija senzorja tlaka

Naprava je znanstveno zasnovana z mislijo na posebne potrebe uporabnika. Spremenljiva petstopenjska frekvenca in inteligentni način zaznavanja vibracijskega tlaka se popolnoma prilagaja individualnim potrebam uporabnikov. Ne glede na to, ali gre za vsakdanjo, pomirjujočo in sproščujočo masažo ali za profesionalno nego, ki zahteva globoko in intenzivno masažo, boste vedno našli pravo amplitudo.

Tihi način delovanja. Privoščite si trenutek sprostitve

Vrhunski brezkrtačni motor ima novo generacijo tehnologije za zmanjševanje hrupa, ki zmanjšuje hrup na samo 35 decibelov. To zagotavlja tiho delovanje, ne glede na to, kje boste napravo uporabljali. Na primer v telovadnici, garderobi ali v tišini pisarne ali doma. V tišini se prepustite utrujenosti ter svojemu telesu in umu omogočite sproščujočo in mirno sprostitvev.




Litijeva baterija z dolgim 8-urnim delovanjem

MISURA MB1Pro je opremljen z li-ionsko baterijo s kapaciteto 2500 mAh. Zaradi tega lahko naprava deluje do 8 ur. S hitrim polnilnikom se popolnoma napolni v 2 urah. Visoka učinkovitost in varčno delovanje omogočata, da se enota v načinu prve prestave brez polnjenja neprekinjeno uporablja približno 36 dni. (pri običajnem dnevnem desetminutnem delovanju).

Funkcija pametnega izklopa Smart Shutdown

Trajanje uporabe masažne naprave se razlikuje glede na različne dele telesa. Da bi se izognili predolgemu masiranju enega dela telesa in morebitnim poškodbam mišic in kosti, je masažni aparat opremljen s funkcijo pametnega izklopa. Po 10 minutah neprekinjene uporabe se samodejno ustavi. To ščiti vaše telo, in podaljša življenjsko dobo naprave.



Zaradi prilagodljive nastavitve je primeren za vsakogar

Masažna naprava MISURA MB1Pro je primerna za bolečine v hrbtu, ramenih in vratu zaradi dolgotrajnega sedenja v pisarni, prenašanja težkih predmetov in dolgih potovanj. Primeren je tudi za športnike. MISURA MB1Pro je odličen dodatek k zdravstveni negi, za razgibavanje otrdelih mišic, sprostitvev in regeneracijo ter oblikovanje telesa.

Lahka, kompaktna in idealna za potovanja

Kombinacija gume, izjemno lahkih steklenih vlaken, lahkega in zmogljivega motorja zagotavlja, da je izdelek kompakten in presenetljivo lahek. Naprava in vsi dodatki so shranjeni v praktičnem vodotesnem ohišju, ki ščiti opremo pred zunanjimi vplivi in umazanijo. Tako lahko imate napravo MISURA MB1Pro vedno s seboj, tudi na potovanjih.




ENOSTAVNO

8

Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo vklopite z dolgim pritiskom gumba za vklop/izklop, nato bo naprava ostala na prvi stopnji hitrosti, z drugim kratkim pritiskom na drugo stopnjo, s tretjim kratkim pritiskom pa na tretjo stopnjo. Na enak način lahko nastavite četrto ali peto hitrost. Modre svetleče diode LED označujejo ustrezno stopnjo moči. Ko je masaža končana, ponovno dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop in izklopite napravo. Z določeno hitrostjo masirajte želeni del telesa in po potrebi pritiskajte. Najpomembneje je, da ima naš izdelek integrirano funkcijo Smart Izklop, ki po 10 minutah delovanja samodejno izklopi napravo. To je odlična zaščita za vaše telo in napravo.

Dolgo pritisnite za zagon, kratko pritisnite za nastavitev frekvence

Indikacija baterije




Indikacija petih nastavitev hitrosti

POLNJENJE

9

- Pred prvo uporabo baterijo polnite približno 2 uri.
- Adapter za enosmerni tok priključite na polnilno vtičnico in polnilni kabel priključite v stensko vtičnico.
- Trakovi LED baterije prikazujejo stopnjo napolnjenosti baterije in označujejo aktivno polnjenje.
- Ko je baterija priključena, LED diode na enoti utripajo in prikazujejo stanje baterije ter opozarjajo na aktivno polnjenje.
- Polno polnjenje se pokaže, ko vse diode LED prenehajo utripati in ostanejo stalno prižgane.
- Baterijo lahko kadar koli napolnite s katero koli stopnjo napolnjenosti.
- Ni priporočljivo, da baterijo popolnoma izpraznite do stopnje, ko se prižge rdeča dioda LED, saj se s tem znatno skrajša življenjska doba baterije.
- Povprečna življenjska doba baterije je do 8 ur pri hitrosti prve stopnje. Življenjska doba baterije se pri uporabi višjih hitrosti skrajša.



POLNJENJE


NASVET

Napravo je treba popolnoma napolniti, tudi ko je ne uporabljate. S tem podaljšate življenjsko dobo baterije naprave. Baterija s polnim polnjenjem zdrži približno 2 leti. Vendar priporočamo, da baterijo preverite vsakih šest mesecev in jo po potrebi napolnite do konca.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

10

- Napravo očistite z rahlo vlažno brisačo in jo nato posušite z mehko krpo.
- Za shranjevanje ali potovanje uporabite kovček, ki je priložen izdelku.
- Shranjujte na suhem, dobro prezračevanem in lahko dostopnem mestu. Ne zlagajte na kup.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo morate vsakih šest mesecev razpakirati, preveriti in napolniti.
- Izdelek je primeren za prevoz z avtomobilom, vlakom, ladjo in letalom.
- Izdelek je treba med prevozom shraniti tako, da ni izpostavljen močnim vibracijam, trkom, prevračanju, padcem in prekomerni vlagi.



VARNOSTNA NAVODILA

11

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara, požara ali telesnih poškodb je treba ta izdelek uporabljati v skladu z naslednjimi navodili.

- Uporabljajte samo odrasli.
- Uporabljajte samo na suhi in čisti površini telesa ali na oblačilih, tako da nežno pritiskate in premikate po telesu približno 60 sekund na vsakem predelu.
- Masažni aparat uporabljajte po potrebi le na mehkem tkivu telesa, ne da bi povzročil bolečino ali nelagodje.
- Ne uporabljajte ga na glavi ali na trdih ali košččenih delih telesa.
- Uporabite glave, ki dajejo najboljši želeni učinek na določen del mišice.
- Modrice se lahko pojavijo ne glede na nastavitve nadzora ali uporabljenega pritiska. Pogosto preverjajte tretirana območja in napravo takoj ustavite ob prvih znakih bolečine ali nelagodja.
- Prste, lase ali druge dele telesa držite daleč stran od gredi in zadnje strani aplikatorja, saj lahko pride do uščipnitve.
- V prezračevalne odprtine masažne naprave ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Naprave ne potaplajte v vodo in ne dovolite, da bi voda vstopila v prezračevalne odprtine masažne naprave.
- Zaščitite napravo pred padcem ali napačno uporabo.
- Pred vsako uporabo skrbno preverite napravo in baterijo. Ne posegajte v posamezne sestavne dele masažne naprave in jih ne spreminjajte na noben način.
- Masažnega aparata med uporabo ali polnjenjem nikoli ne puščajte brez nadzora.

OPOZORILA

12

- Naprave ne potaplajte v vodo.
- Napravo zaščitite pred tekočinami in viri toplote.
- Prezračevalne odprtine zaščitite pred prahom in majhnimi predmeti.
- Ne odstranjajte vijakov in naprave ne poskušajte popraviti sami. Kakršni koli posegi v zasnovano izdelka bodo izničili garancijo za ta izdelek.
- Ne uporabljajte neprekinjeno več kot eno uro.
- Pred ponovno uporabo pustite napravo počivati vsaj 30 minut.
- Po polnjenju ali pred uporabo odklopite polnilnik od baterije naprave.
- Ne poškodujte se. Če niste prepričani o ustreznosti naprave, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Izdelek uporabljajte le v skladu z navodili za uporabo, ki so na voljo v priročniku z izdelkom.

OBVESTILO

12

Brez predhodne odobritve zdravnika ne uporabljajte opreme za masažo ali vibracijske naprave, če velja za vas kar koli od naslednjega:

Nosečnost, sladkorna bolezen z zapleti, kot so nevropatija ali poškodbe mrežnice, srčna šibkost, nedavna operacija, epilepsija in migrene, hernija diska, spondilolisteza ali spondiloza, nedavne zamenjave sklepov ali materničnega vložka, kovinski zatiči ali ploščice ali kakršne koli skrbi glede vašega telesnega zdravja. Pri uporabi vibracijske opreme je treba spremljati občutljive osebe ali otroke za odrasle. Te kontraindikacije ne pomenijo, da ne smete uporabljati vibracijske ali vadbene opreme, vendar se najprej posvetujte z zdravnikom. Raziskave o učinkih vibracijske vadbe na določene zdravstvene motnje bodo verjetno privedle do skrajšanja zgoraj navedenega seznama kontraindikacij. Praktične izkušnje so pokazale, da je vključevanje vibracij v več primerih je v načrtu zdravljenja priporočljivavadba. Vadbo je treba izvajati po nasvetu in s pomočjo zdravnika ali drugega strokovnjaka ali fizioterapevta.

GARANCIJA

13

Garancija velja od trenutka nakupa. Če se izdelek pokvari zaradi napak v materialu ali postopka načrtovanja v 24 mesecih, bomo brezplačno popravili ali zamenjali okvarjene dele ali zamenjali nove izdelke, razen v naslednjih primerih:

- Nepravilna uporaba ali poškodbe opreme, ki so nastale pri prevozu.
- Nepooblaščen razstavljanje ali popravilo te opreme.
- Neupoštevanje navodil za uporabo.
- Izdelek je poškodovan zaradi neobičajnega okolja za shranjevanje ali vzdrževanje pri stranki.
- Če dokazila o nakupu ne predložite, si podjetje pridržuje pravico zavrniti garancijo.

PRAVNA IZJAVA O OMEJITVI

14

Če imate katero koli stanje, navedeno v poglavju Opozorila, se pri uporabi zdravila MISURA MB1Pro vedno posvetujte s svojim zdravnikom.

Družba MISURA Store LLC ni licenciran ponudnik zdravstvenih storitev in izjavlja, da nima strokovnega znanja za diagnosticiranje, raziskovanje ali zdravljenje kakršnih koli zdravstvenih stanj ali za določanje učinka katere koli posebne vadbe ali terapije na katero koli zdravstveno stanje. Pri vsaki vadbi ali terapiji obstaja možnost telesne poškodbe. Če se udeležite takšne vadbe ali terapije, se strinjate, da to počnete na lastno odgovornost prostovoljno sodelujete v teh dejavnostih in s tem prevzimate vsa tveganja, da se poškodujete. S tem se tudi strinjate, da se odpovedujete vsem znanim ali neznanim zahtevkom do družbe MISURA Store s.r.o., ki izhajajo iz malomarnosti ali napačne uporabe izdelka.

Biti morate starejši od 18 let. Če začutite hude bolečine ali nelagodje, napravo takoj prenehajte uporabljati. Vsak program vadbe, tudi ta, lahko povzroči poškodbe. Pred začetkom tega ali katerega koli programa vadbe ali terapije se posvetujte z zdravnikom. Proizvajalci, distributerji, dobavitelji in trgovci zavračajo vsakršno odgovornost za kakršno koli škodo, povezano z informacijami, predstavitvami vaj ali navodili, ki jih vsebuje ta dokument.

Avtorske pravice 2021. MISURA Store Ltd. 24-mesečna omejena garancija. Veljajo pogoji in določila.

Vprašanje 1: Kako deluje masažni aparat?

O: Masažni aparat MISURA MBIPro sprošča fascije ter toge in napete mišice. S stimulacijo globokih in močnih vibracij razrahlja napeta mehka tkiva, spodbuja krvni obtok in hitro raztaplja mlečno kislino, ki nastane po vadbi, kar znatno skrajša čas okrevanja mišic. Hkrati lahko odpravi bolečino, zmanjša mišično adhezijo, zmanjša vnetje tkiva, pospeši celjenje ran in prepreči športne poškodbe.

Vprašanje 2: Ali lahko zamenjam baterijo? Kako pravilno uporabljati baterijo? Kakšno je trajanje baterije?

O: Naprava uporablja visokokakovostne litijeve baterije 18650. Baterija je polnilna, zato je ni mogoče zamenjati ločeno. Ne razstavljajte ali zamenjajte baterije brez pomoči tehnika. Po polnem polnjenju traja do 8 ur. Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije, upoštevajte naslednje:

1. Pred prvo uporabo baterijo polnite 2 uri, da se popolnoma napolni.
2. Ko se baterija izprazni za 90 %, jo je treba napolniti.
3. Ko izdelka ne uporabljate, ga popolnoma napolnite.

V primeru trajnih težav z baterijo se obrnite na tehnično podporo na www.misura.shop

Vprašanje 3: Masažni aparati na trgu so si podobni. Kako lahko primerjam sile, ki vplivajo na globljo stimulacijo? Kakšna je amplituda? Kakšna je globina amplitude?

O: MISURA MBIPro je odličen masažni aparat za globoka tkiva. Odlikuje ga zasnova z dvojnimi ležiščem, ki zagotavlja močno in ostro silo. Hitri impulzi s 3 200 vrtljaji na minuto lahko prodrejo do globine 12 mm in hitro razgradijo mlečno kislino, ki nastane po vadbi, ter vam nudijo prijetno izkušnjo v globini mišice.

Vprašanje 4: Kakšen je pravilen način vstavljanja dodatkov v napravo?

Kakšna so priporočila za različne dodatke?

O: Masažni aparat MISURA MB1Pro vključuje šest profesionalnih masažnih glav za prilagajanje v vse dele telesa. Posamezne masažne glave lahko uporabljate glede na svoje potrebe. Pravilen način namestitve masažne glave: potegnite/namestite glavo, pri tem pa rahlo obrnite masažno glavo, da jo potegnete/namestite, ne potegnite/namestite je neposredno. Posebna navodila so na voljo v naših navodilih za uporabo.

Vprašanje 5: Kakšne možnosti hitrosti ima masažni aparat? Kako izberem ustrezno hitrost?

O: Masažni aparat MISURA MB1Pro ima pet nastavitev hitrosti, ki jih je mogoče prilagoditi in dosegajo hitrosti od 1300 do 3200 vrtljajev na minuto. Intenzivnost masaže lahko prilagodite glede na želeno frekvenco in navor, ki zagotavljata globinsko razbremenitev mišic. Masaža ne sme biti boleča, zato izberite frekvenco impulzov, ki ustreza vašim trenutnim potrebam.

V6: Ne prenašam hrupnega zvoka, kakšna je raven hrupa/dušenja tega masažnega aparata?

O: Masažni aparat MISURA MB1Pro uporablja brezkrtačni motor z novo generacijo tehnologije za zmanjšanje hrupa do največ 35 decibelov. Potopite svoje telo in um v skorajšnjo tišino in uživajte v mirnih trenutkih sprostitve.

V7: Ali ima ta masažni pripomoček funkcijo časovnega zamika?

O: Naprava MISURA MB1Pro je opremljena s časovno zaščito Smart Shutdown. Po desetih minutah neprekinjene uporabe se samodejno ustavi. To zagotavlja varno delovanje tako z vidika varovanja zdravja kot tudi življenjske dobe naprave.

V8: Kdaj lahko uporabljam masažni aparat?

O: Odvisno od situacije. Pred vadbo uporabite masažni aparat MISURA MB1Pro, da se ogrejete in aktivirate vitalnost mišic. Z uporabo naprave MISURA MB1Pro med vadbo lahko sprostite napete mišice. Po vadbi z masažnim aparatom MISURA MB1Pro globoko masirajte in se sprostite, znebite se utrujenosti in bolečin ter hitro obnovite vitalnost.

V9: Ali je masažni pripomoček opremljen s kovčkom? Kako težka je? Ali je enostaven za prenašanje?

O: MISURA MB1Pro tehta le 1,05 kg in je na voljo v visokokakovostnem ergonomskem in vodoodpornem ohišju, zato ga je enostavno prenašati. Lahko ga vzamete s seboj kamor koli in kadar koli uživate v novi izkušnji profesionalne masaže.

Vprašanje 10: Po nakupu ta izdelek ne deluje. Kakšen je pravilnik o vračilu? Kako se lahko obrnem na proizvajalca za garancijsko popravilo/zamenjavo?

O: Če izdelek v 24 mesecih od datuma nakupa odpove zaradi napak v materialu ali konstrukciji, ga bomo brezplačno zamenjali z novim izdelkom ali popravili.

Če lahko za vas storimo še kaj drugega, nas lahko kontaktirate: **info@misura.shop**.



Zahvaljujemo se vam za nakup.
Po potrebi se obrnite na nas na:

Proizvajalec/uvoznik

MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



Za morebitne tipografske napake ne odgovarjamo.